

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Nmdar1-S890 Per Wb, Elisa - Q05586

Numero articolo: CM0000533



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico per il rilevamento di NMDAR1 fosforilato a Ser890. Validato in WB e ELISA, con reattività crociata verso umano e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del recettore NMDA nella plasticità sinaptica e nella neuropatologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-NMDAR1-S890 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Fosfo-NMDAR1-S890
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2902
ID Gene	2902
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S890 di NMDAR1 umano (NP_015566.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q05586
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio