

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Npm1-T199 Per Wb, Elisa - P06748

Numero articolo: CM0001752



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva la NPM1 fosforilata in Thr199 in campioni umani. Adatto per Western blot ed ELISA. Ideale per studiare la fosforilazione della nucleofosmina nella biogenesi dei ribosomi, duplicazione del centrosoma e ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-NPM1-T199 Rabbit pAb
Note/Alias	B23; NPM; Phospho-NPM1-T199
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4869
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno a T199 della NPM1 umana (NP_001032827.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P06748
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio