


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Nrf2-S40 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16236

Numero articolo: CM0000880



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-NRF2-S40 rileva NRF2 fosforilato (Ser40) nell'uomo, nel topo, nel ratto. Adatto per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e la citoprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-NRF2-S40
Osservazioni/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Fosfo-NRF2-S40
Specie	Umano
ID Gene	4780 (Umano)
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico intorno a S40 di NRF2 umano (Q16236)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16236
Peso Proteico	68 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio