


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Nrf2-S40 Per Wb - Q16236

Numero articolo: CM0001974



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-NRF2-S40 rileva NRF2 fosforilato nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per WB, IF, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sui geni citoprotettivi e lo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale di Coniglio Fosfo-NRF2-S40
Note/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Specie	Umano
GeneID	4780
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S40 di NRF2 umano (Q16236)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16236
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio