


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Nrf2-S40 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16236

Numero articolo: CM0000604



introduzione

Validato per WB, IF/ICC, ELISA, questo anticorpo policlonale rabbit rileva NRF2 umano fosforilato alla serina 40. Uno strumento essenziale per la ricerca sullo stress ossidativo, la segnalazione redox e la citoprotezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-NRF2-S40 Rabbit pAb
Note/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; Phospho-NRF2-S40
Specie	Umana
ID gene (Umano)	4780
ID gene	4780
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S40 di NRF2 umano (NP_006155.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q16236
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio