

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Nucleolina-T76 Per IHC-P, Elisa - P19338

Numero articolo: CM0001614



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Nucleolina-T76 per il rilevamento della Nucleolina umana fosforilata in T76. Validato per IHC-P ed ELISA. Supporta la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi e sulla dinamica della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-Nucleolina-T76 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	C23; Nsr1; Fosfo-Nucleolina-T76
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4691
GenelD	4691
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente ai residui circostanti T76 della Nucleolina Umana.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P19338
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio