


Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-P38 Mapk (T180) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539 / P53778 / Q15759

Numero articolo: CM0001036



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce p38 MAPK fosforilato (Thr-180), validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività tra uomo, topo e ratto. Fondamentale per lo studio della segnalazione delle MAP chinasi attivate da stress, dell'infiammazione e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-p38 MAPK-T180 Rabbit mAb
Note / Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	1432, 6300, 5600
GeneID	1432
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione T180 della p38 MAPK umana (NP_620581.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16539, P53778, Q15759
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio