


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Phospho-P38 Mapk (T180/Y182) Per Wb E Elisa - Q15759 / P53778 / O15264 / Q16539

Numero articolo: CM0000843



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfospecifico contro p38 MAPK fosforilato (T180/Y182). Validato per WB e ELISA, cross-reattivo con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle vie di segnalazione dello stress e infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit mAb
Note/Alias	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	5600/6300/5603/1432
GenelD	5600/6300/5603/1432
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico fosforilato intorno a T180 & Y182 della MAPK umana (NP_002742.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Peso proteico	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio