

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-P38 Mapk (Y182) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16539

Numero articolo: CM0002001



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro p38 MAPK fosforilata in Y182; validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; rileva MAPK14 (Q16539) umana, di topo e di ratto, chiave nella segnalazione dello stress, dell'infiammazione e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-p38 MAPK-Y182
Note/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Fosfo-p38 MAPK-Y182
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1432
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y182 di MAPK umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q16539
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio