


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-P38 Mapk (Y182) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Numero articolo: CM0000713



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alta specificità che targeting la p38 MAPK fosforilata (Tyr182). Validato per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per investigare le vie di trasduzione del segnale dello stress e dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	Fosfo-p38 MAPK-Y182 pAb coniglio
Note/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Fosfo-p38 MAPK-Y182
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1432
GeneID	1432
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a Y182 della MAPK umana (NP_620581.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q16539
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio