


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-P53-S315 Per Wb, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001375



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente la p53 fosforilata in Ser315. Convalidato per WB ed ELISA in campioni umani e di ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi, il ciclo cellulare e i soppressori tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-p53-S315
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S315
Specie	Umana
GenelD (Umano)	7157
GenelD	7157
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide fosforilato sintetico attorno alla S315 della p53 umana (NP_000537.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio