

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-P53 (S33) Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001860



introduzione

Il pAb coniglio Phospho-p53-S33 rileva i livelli endogeni di p53 fosforilato a Ser33 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Adatto per WB, IHC-P, IP ed ELISA, è uno strumento prezioso per studiare l'arresto del ciclo cellulare mediato da p53, l'apoptosi e la segnalazione di soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	Phospho-p53-S33 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S33
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7157
ID Gene	7157
Immunogeno	Peptide sintetico / Un peptide fosforilato sintetico attorno a S33 della p53 umana (NP_000537.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio