

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-P53 (S9) Per Wb, Ip, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001773



introduzione

Anticorpo Policlonale (pAb) di Coniglio Phospho-p53 (S9) per Western blot (WB), immunoprecipitazione (IP) ed ELISA. Riconosce la p53 umana fosforilata in serina 9. Adatto per la ricerca sulla soppressione tumorale, l'apoptosi e la regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Phospho-p53-S9
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S9
Specie	Umano
GenelD (Umano)	7157
GenelD	7157
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S9 della p53 umana (NP_000537.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio