


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-P53 (Ser15) Per Wb, If/Icc, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001774



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio validato KO contro la fosfo-p53 umana (Ser15). Adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con p53 umana e murina. Ideale per la ricerca sul cancro e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Fosfo-p53-S15 mAb Coniglio
Note/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S15
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7157
ID Gene	7157
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S15 della p53 umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P04637
Peso Proteico	44 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio