

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-P53 (T55) Per Wb E Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001095



introduzione

Phospho-p53-T55 Rabbit mAb (Cat. AP0986) validato per WB e ELISA. Rileva specificamente la p53 umana fosforilata alla posizione Thr55, consentendo lo studio dell'attivazione della p53 e dei meccanismi di soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-p53-T55 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-T55
Specie	Umana
GeneID	7157
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla posizione T55 della p53 umana (P04637)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio