

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-P53 (T81) Per Wb, Elisa - P04637

Numero articolo: CM0001836



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting p53 fosforilata a Thr81, convalidato per WB e ELISA nell'uomo e nel ratto. Ideale per lo studio dell'apoptosi, della regolazione del ciclo cellulare e della soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-p53-T81 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	P53, BCC7, LFS1, BMFS5, TRP53, Fosfo-p53-T81
Specie	Umano
GenelD (umano)	7157
GenelD	7157
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T81 di TP53 umano (NP_000537.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P04637
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio