

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-P70 S6 Chinasi 1-S371 Per Wb E Elisa - P23443

Numero articolo: CM0000752



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che rileva la p70 S6 chinasi 1 fosforilata a Ser371. Validato per WB e ELISA; reagisce con RPS6KB1 umano e murino. Supporta la segnalazione mTOR e la ricerca sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-p70 S6 Chinasi 1-S371 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Fosfo-p70 S6 Chinasi 1-S371
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6198
GeneID	6198
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S371 di RPS6KB1 umano (NP_001258989.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	P23443
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio