

Anti-P-P70 S6 Chinasi 1 (Ser371) Rabbit Pab Per Wb E Elisa - P23443

Numero articolo: CM0000427



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit ad alta affinità che riconosce specificamente la p70 S6 Chinasi 1 umana fosforilata in Ser371. Adatto per Western blot (WB) e ELISA; reagisce crociato con il topo. Rileva una banda a 59 kDa. Ideale per studi sulla segnalazione mTOR e sulla crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	p-P70 S6 Chinasi 1-S371 Rabbit pAb
Note/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Fosfo-p70 S6 Chinasi 1-S371
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6198
GeneID	6198
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno alla S371 della P70S6K1 umana (NP_001258989.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P23443
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Ghiaccio secco