


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 (S380) Per Wb, Elisa - Q15418

Numero articolo: CM0001453



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce RSK1/RPS6KA1 in Ser380. Validato per WB ed ELISA in umano, topo, ratto. Ideale per studiare la segnalazione MAPK, la proliferazione cellulare e la sopravvivenza. Uniprot: Q15418.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Fosfo-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Note/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Fosfo-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Specie	Umano
GeneID	6195
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a S380 di p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 umano (Q15418)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15418
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio