


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Pak1/2/3 (S144/S141/S139) Per Wb E Elisa - Q13153 / Q13177 / O75914

Numero articolo: CM0001673



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce PAK1 (S144), PAK2 (S141), PAK3 (S139). Validato per WB e ELISA in uomo, topo e ratto. Ideale per studi su apoptosi, citoscheletro e vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PAK1/2/3-S144/S141/S139 Rabbit mAb
Note/Alias	PAKalpha; Phospho-PAK1/2/3-S144/S141/S139
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5058/5062/5063
GeneID	5058/5062/5063
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla S144 di PAK1 umana (Q13153)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio