

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Fosfo-Pak2 (S20) Per Wb, Elisa - Q13177

Numero articolo: CM0001110



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit fosfo-specifico che bersaglia PAK2 sulla serina 20. Validato per applicazioni Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione di PAK2 nell'apoptosi e nella dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PAK2-S20 Rabbit mAb
Note/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
Specie	Uomo
ID gene	5062
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione S20 della PAK2 umana (NP_002568.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q13177
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio