


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Paxillina (Y118) Per Wb, Elisa - P49023

Numero articolo: CM0001817



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per la fosfo-Paxillina (Tyr118). Validato per WB ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studi sulle adesioni focali e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Fosfo-Paxillina-Y118
Note/Alias	PXN; paxillina; Fosfo-Paxillina-Y118
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5829
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a Y118 della Paxillina umana (P49023)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49023
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio