

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Pdgfr Alfa-Y754 Per Wb, Elisa - P16234

Numero articolo: CM0001694



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro PDGFR alfa alla tirosina 754. Validato per Western blot e ELISA. Rileva i livelli endogeni di PDGFR alfa solo quando fosforilato alla Tyr754. Reattivo con l'uomo. Utile per lo studio della segnalazione PDGF e l'oncologia. Peso molecolare previsto 123 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PDGFR alpha-Y754 Rabbit pAb
Note/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y754
Specie	Uomo
Gene ID	5156
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione Y754 della PDGFRA umana (NP_006197.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P16234
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio