


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Pdgfrb (Y1021) Per Wb, Elisa - P09619

Numero articolo: CM0000765



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva PDGFRB fosforilato in Y1021, validato per Western blot ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare la segnalazione PDGF in biologia vascolare e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PDGFRB-Y1021 Rabbit pAb
Note/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Fosfo-PDGFRB-Y1021
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5159
ID Gene	5159
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno a Y1021 di Fosfo-PDGFRB-Y1021 umano (NP_002600.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosfo-Specifici
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09619
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio