

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Pdha1-S293 Per Wb Ed Elisa - P08559

Numero articolo: CM0000892



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta specificità che riconosce PDHA1 fosforilato (serina 293). Validato per Western blot (WB) ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-PDHA1-S293
Note/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alfa; PDHCE1A; Fosfo-PDHA1-S293
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5160
ID Gene	5160
Immunogeno	Peptide Sintetico / Un peptide sintetico fosforilato intorno a S293 di PDHA1 umano (NP_000275.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08559
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio