

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Perk (T982) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj5

Numero articolo: CM0001768



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la fosfo-PERK (T982) in umano, topo, ratto. Validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per lo studio dello stress del RE e della segnalazione della risposta a proteine mal ripiegate (UPR).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-PERK-T982
Note/Alias	PEK; WRS; PERK; Fosfo-PERK-T982
Specie	Umano
GeneID	9451
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a T982 della PERK umana (NP_004827.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZJ5
Peso Proteico	125kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio