

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pi3 Chinasi P55-Gamma Fosforilata (Pik3R3) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92569

Numero articolo: CM0001251

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per PI3 Chinasi p55-gamma (PIK3R3) fosforilata in posizione Y199. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con specie umana e murine. Ideale per studi sulla segnalazione insulinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PI3 Kinase p55-Y199 Rabbit mAb
Note/Alias	PIK3R3; Phospho-PI3KP55γ-Y199
Specie	Umana
GeneID (Umano)	8503
GeneID	8503
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione Y199 della PI3 Kinase p55 umana (NP_001107644.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q92569
Peso proteico	55 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio