


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-PI3K P85A/P55Γ/P85B (Y467/Y199/Y464) Per Wb, Elisa - P27986 / O00459 / Q92569

Numero articolo: CM0001364



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio rileva le subunità regolatorie fosforilate della PI3K p85α (Y467), p55γ (Y199) e p85β (Y464). Convalidato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione PI3K/AKT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85α/P55γ/P85β-Y467/Y199/Y464
Specie	Uomo
ID gene	5295/5296/8503
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P27986/O00459/Q92569
Peso proteico	42-54kDa/81-84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio