


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Pka C-Alpha (Prkaca)-S339 Per Wb, Ip, Elisa - P17612

Numero articolo: CM0000437



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PKA C-alpha fosforilata a Ser339, convalidato per WB, IP, ELISA su campioni umani. Ideale per lo studio della segnalazione dipendente da cAMP, del ciclo cellulare e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PKA C-alpha (PRKACA)-S339 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Fosfo-PKA C-alpha (PRKACA)-S339
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5566
ID Gene	5566
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a S339 della PKA C-alpha umana (PRKACA) (NP_002721.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P17612
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio