


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Pkc Alfa (S319) Per Wb E Elisa - P17252

Numero articolo: CM0000828



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting PKC alfa fosforilato a S319, per WB e ELISA; cross-reatta con umano, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione, sul cancro e sul sistema cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-PKC alfa-S319 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	AAG6, PKCA, PRKACA, PKCI+/-, PKCalpha, PKC-alfa, Fosfo-PKC alfa-S319
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5578
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S319 di PKC alfa umano (NP_002728.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17252
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio