


Mab Coniglio Anti-Fosfo-Pkc Alfa-T638 Per Wb, Elisa - P17252

Numero articolo: CM0001410



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che riconosce la PKC α umana fosforilata alla posizione Thr638. Ideale per Western blot e ELISA, consente un'analisi precisa dell'attivazione di PKC α nella ricerca su cancro, apoptosi e segnalazione cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-Fosfo-PKC alfa-T638
Note/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI +/-; PKCalpha; PKC-alfa; Fosfo-PKC alfa-T638
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5578
ID gene	5578
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione T638 della PKC alfa umana.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P17252
Peso proteico	77 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio