


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Pkc Delta-S645 Per Wb, Elisa - Q05655

Numero articolo: CM0001762



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting PKCδ fosforilata a S645, convalidato per WB e ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per ricerche sull'apoptosi e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-PKC delta-S645 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Fosfo-PKC delta-S645
Specie	Umano
ID Gene	5580 (Umano)
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S645 di PKC delta umano (NP_006245.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q05655
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio