


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Pkc Delta (T505) Per Wb, Elisa - Q05655

Numero articolo: CM0001442



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Fosfo-PKC delta-T505 umana, validato per WB ed ELISA. Mira al sito di fosforilazione T505 della PKC delta (PRKCD, nPKC-delta), una chinasi chiave nell'apoptosi, nel ciclo cellulare e nella segnalazione del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-PKC delta-T505
Note/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Fosfo-PKC delta-T505
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5580
GeneID	5580
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno alla T505 della PKC delta umana (NP_006245.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q05655
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio