

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Pkc Mu (S744/748) Per Wb E Elisa - Q15139

Numero articolo: CM0001245

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per PKC mu/PRKD1 fosforilato alla Serina 744/748, adatto per Western blot e ELISA in campioni di uomo, topo e ratto. Utile per lo studio della segnalazione di PKC mu e degli eventi di fosforilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-PKC mu-S744/748 Rabbit pAb
Note/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S744/748
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5587
GeneID	5587
Immunogeno	Peptide sintetico intorno a S744 & S748 della PKC mu di topo (NP_032884.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15139
Peso proteico	102 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio