

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Pkc Mu-S910 Per Wb, Elisa - Q15139

Numero articolo: CM0001684

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PKC mu fosforilata (S910), convalidato per WB e ELISA in cellule umane. Adatto per investigare la segnalazione mediata da PKD/PRKD1, la funzione dell'apparato di Golgi e patologie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-PKC mu-S910 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Fosfo-PKC mu-S910
Specie	Umano
ID Gene	5587
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S910 di PKC mu umana (NP_002733.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q15139
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio