


Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Numero articolo: CM0000779



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la fosfo-PKC alfa/beta/delta/epsilon/eta/theta in corrispondenza di β II Ser660. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione PKC, oncologia e malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-fosfo-PKC (pan) (β II Ser660)
Note/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Fosfo-PKC (pan) (β II Ser660)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
ID Gene	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Peso proteico	59kDa/67kDa/74-83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio