


Pab Rabbit Anti-Fosfo-Pkc (Pan) (Zeta)-T410 - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / P41743 / Q04759 / Q05513

Numero articolo: CM0000998



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit fosfo-specifico che bersaglia PKC zeta fosforilato a T410 e le isoforme pan-PKC; convalidato per WB e ELISA in campioni umani, di topo e ratto. Adatto per la ricerca nel campo della segnalazione cellulare e dell'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb Rabbit Fosfo-PKC (pan) (zeta)-T410
Note/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCI/PRKCQ/PRKCZ; Fosfo-PKC (pan) (zeta)-T410
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5584/5588/5590
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico fosforilato intorno alla posizione T410 della PRKCZ umana (NP_002735.3).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/P41743/Q04759/Q05513
Peso proteico	46kDa/56-68kDa/74-83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio