

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pkc Zeta Fosforilato T560 Per Wb, Elisa - Q05513

Numero articolo: CM0000699

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico diretto contro PKC zeta in posizione Thr560, convalidato per WB e ELISA. Rileva la proteina umana e presenta reazione crociata con il ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di PKC zeta nella polarità cellulare, l'attivazione di NF-kB e la risposta insulinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PKC zeta-T560 Rabbit mAb
Note/Alias	PKC2; PKC-ZETA; Phospho-PKC zeta-T560
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5590
GeneID	5590
Immunogeno	Peptide sintetico: Peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione T560 della PKC zeta umana (Q05513)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q05513
Peso proteico	68 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio