

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Pkr/Eif2Ak2-T446 Per Wb, If/Icc, Elisa - P19525

Numero articolo: CM0000797



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PKR/EIF2AK2 fosforilato (Thr446) per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva bersagli umani/mouse. Ideale per studi sull'immunità innata, risposta antivirale e segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-PKR/EIF2AK2-T446 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Fosfo-PKR/EIF2AK2-T446
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5610
GenelD	5610
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P19525
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio