


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Phospho-Pla2G4A-S505 Per Wb, Elisa - P47712

Numero articolo: CM0001127



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce Ser505 della proteina umana cPLA2-alpha (PLA2G4A). Reagisce con uomo, topo e ratto. Validato per WB e ELISA. Ideale per ricerche sulle vie infiammatorie e studi di segnalazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PLA2G4A-S505 Rabbit pAb
Note/Alias	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alpha; Phospho-PLA2G4A-S505
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5321
ID gene	5321
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P47712
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio