


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Plc Gamma 1 Fosforilato (Plcg1)-Y783 Per Wb - P19174

Numero articolo: CM0001360



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la PLC gamma 1 fosforilata in posizione Tyr783. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata nel topo. Ideale per studi sulla segnalazione delle RTK e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 Rabbit mAb
Note/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5335
GeneID	5335
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione Y783 della Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 umana (NP_877963.1)
Origine	Coniglio
Categoria	
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P19174
Peso proteico	149kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio