


Anticorpo Monoclonale Anti-Fosfo-Plc Gamma 2 (Plcg2)-Y759 Per Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Numero articolo: CM0001409



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio fosfo-specifico contro PLC gamma 2 (PLCG2) umano fosforilato in Y759. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; adatto per studiare la trasduzione del segnale mediata da PLCG2 nei raft di membrana e la funzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fosfo-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Note/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Fosfo-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Specie	Umano
GeneID	5336
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno a Y759 di PLC gamma 2 (PLCG2) umano (NP_002652.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P16885
Peso Proteico	148kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio