


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Plcg2 Fosforilato (Y1217) Per Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Numero articolo: CM0000679



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PLCG2 fosforilato (Y1217) validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica e ELISA. Reagisce con la PLC-gamma-2 umana. Ideale per lo studio della fosforilazione della tirosina nelle vie di segnalazione del recettore delle cellule B e del recettore Fc.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio contro Phospho-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217
Annotazioni/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2
Specie	Topo
ID genico (umano)	5336
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente alla regione Y1217 della PLC gamma 2 (PLCG2) umana
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P16885
Peso proteico	148kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio