


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Plcg2 (Y759) Per Wb, Elisa - P16885

Numero articolo: CM0001459



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico contro il PLCG2 (Y759) umano per applicazioni WB e ELISA. Questo anticorpo bersaglia un enzima cruciale nella segnalazione transmembrana che produce i secondi messaggeri DAG e IP3. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Fosfo-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y759
Specie	Uomo
ID gene	5336
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione Y759 della PLC gamma 2 (PLCG2) umana (NP_002652.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P16885
Peso proteico	148kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio