


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-Plk1-T210 Per Wb E Elisa - P53350

Numero articolo: CM0000858



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PLK1 umano fosforilato a Thr210. Generato utilizzando un immunogeno peptidico fosforilato sintetico. Ideale per studi sul ciclo cellulare e sulla mitosi tramite Western blot e ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PLK1-T210 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	PLK; STPK13; Fosfo-PLK1-T210
Specie	Umano
ID Gene	5347 (Umano)
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a T210 di PLK1 umano (P53350)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P53350
Peso Proteico	68 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio