


Anticorpo Policlonale Anti-Fosfo-Polr2A Ctd-S2 Per Wb, Ip, Elisa - P24928

Numero articolo: CM0000948



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce il POLR2A umano fosforilato a Ser2 della ripetizione CTD (YSPTSPS). Validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-POLR2A CTD-S2 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; Fosfo-POLR2A CTD-S2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5430
Gene ID	5430
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide specifico per la fosforilazione corrispondente ai residui circostanti S2 della ripetizione CTD del POLR2A umano YSPTSPS.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P24928
Peso proteico	217kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio