


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Polr2A Ctd-S5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P24928

Numero articolo: CM0001299



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-fosfo-POLR2A CTD-S5 di alta qualità, validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo e ratto. Bersaglia la fosforilazione della Serina 5 del CTD della RNA polimerasi II, essenziale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-POLR2A CTD-S5 Rabbit pAb
Note / Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
Specie	Umano
ID gene (Umano)	5430
ID gene	5430
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui intorno alla S5 della ripetizione YSPTSPS del CTD di POLR2A umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24928
Peso proteico	217 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio