


Pab Rabbit Anti-Polr2A Ctd-S7 Fosforilato Per Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P24928

Numero articolo: CM0000708



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit fosfato-specifico che bersaglia la fosforilazione della Serina 7 del CTD di POLR2A. Validato per WB, IHC-P, ELISA, ChIP in uomo, topo, ratto. Essenziale per lo studio della regolazione della trascrizione di Pol II e del processamento degli RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb Rabbit Anti-POLR2A CTD-S7 Fosforilato
Note/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5430
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente ai residui attorno alla S7 della ripetizione YSPTSPS del CTD di POLR2A umano
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P24928
Peso Proteico	217 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio