

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Fosfo-Ppp1Ca (T320) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Numero articolo: CM0000476



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro PPP1CA fosforilato (Thr320) validato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce con uomo, mouse e ratto. Ideale per lo studio della fosforilazione della subunità catalitica PP1 α e della segnalazione delle fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PPP1CA-T320 Rabbit pAb
Note / Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Phospho-PPP1CA-T320
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5499
GeneID	5499
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione T320 di PPP1CA umano (NP_002699.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P62136
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio