


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ppp1R12A (S507) Per Wb, Elisa - O14974

Numero articolo: CM0001861



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro Ser507 della proteina umana PPP1R12A (MYPT1), validato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio della regolazione della miosina fosfatasi e delle vie di segnalazione del muscolo liscio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-PPP1R12A-S507 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Phospho-PPP1R12A-S507
Specie	Umana
GeneID (umano)	4659
GeneID	4659
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	O14974
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio